


## Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd4 Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P05540

Número de artículo: CM0011475



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD4 de rata (clon Ly49/Klra1) validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la biología de células T, la respuesta inmune y las interacciones con MHC clase II. Apto para muestras de rata.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb Conejo Anti-Ratón CD4                                                                                                                               |
| Observaciones/Alias | Ly49; Klra1; Ly49s2                                                                                                                                     |
| Especie             | Rata                                                                                                                                                    |
| ID del Gen (Humano) | 920                                                                                                                                                     |
| ID del Gen          | 24933                                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-394 del CD4 de rata (NP_036837.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                                |
| Aplicación          | CF                                                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Rata                                                                                                                                                    |
| SWISS               | P05540                                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 51 kDa                                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                          |