

Anticuerpo Monoclonal Conejo Contra Rata Cd4 Para Citometría De Flujo - P05540

Número de artículo: CM0007779



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo contra rata CD4 conjugado con , validado para citometría de flujo (CF). Reconocedor de CD4 de rata (P05540), un correceptor de linfocitos T esencial para estudios de respuesta inmune. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo contra rata CD4
Notas/Alias	Ly49; Klra1; Ly49s2
Especie	Rata
ID gen (Humano)	920
ID gen	24933
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-394 de CD4 de rata (NP_036837.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P05540
Peso molecular	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo