

Conejo Anti-Rata Icam-1/Cd54 Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo - Q00238

Número de artículo: CM0004760

Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-rata ICAM-1/CD54 conjugado con para aplicaciones de citometría de flujo. Este anticuerpo detecta específicamente el CD54 de rata, una molécula de adhesión celular crítica en las interacciones leucocito-endotelio y las respuestas inmunitarias. Adecuado para modelos de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Rata ICAM-1/CD54 mAb
Observaciones/Alias	CD54; ICAM; Icam1
Especie	Rata
GeneID (Humano)	3383
GeneID	25464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-493 de la ICAM-1/CD54 de rata (NP_037099.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q00238
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo