

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rata Ifn-Gamma () Para Citometría De Flujo - P01581

Número de artículo: CM0008659

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IFN-gamma de rata, conjugado con para citometría de flujo intracelular (FC). Validado para reactividad cruzada con rata, adecuado para estudios de respuesta inmune y citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-rata IFN-gamma mAb
Alias	If2f, IFNG2, IFN gamma
Especie	Rata
ID de gen (Humano)	3458
ID de gen	25712
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-156 del IFN gamma de rata (NP_620235.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P01581
Peso proteico	18 kDa
Condición de envío	Bolsa de hielo