


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps6Ka6 Para Wb, Elisa - Q9Uk32

Número de artículo: CM0015674



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a RPS6KA6 (RSK4) para WB y ELISA. Esta serina/treonina quinasa constitutivamente activa participa en la detención del crecimiento celular dependiente de p53, adecuado para investigación en humanos y ratones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS6KA6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RSK4, RSK-4, p90RSK6, PP90RSK4, S6K-alpha-6, RPS6KA6
Especie	Humano
ID del Gen	27330
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 646-745 de la RPS6KA6 humana (NP_055311.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9UK32
Peso Molecular	84kDa
Envío	Bolsa de hielo