

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Shp/Nr0B2 Para Wb Y Elisa - Q15466

Número de artículo: CM0024298



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SHP/NR0B2 humano (SWISS: Q15466). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización de receptores nucleares y metabolismo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | SHP/NR0B2 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | SHP; SHP1; SHP/NR0B2                                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| ID de gen (Humano)  | 8431                                                                                                                                  |
| ID de gen           | 8431                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-124 de SHP/NR0B2 humano (NP_068804.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticueros policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                           |
| SWISS               | Q15466                                                                                                                                |
| Peso proteico       | 28kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |