


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spdya Para Wb Y Elisa - Q5Mj70

Número de artículo: CM0019868



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-SPDYA detecta la proteína Speedy A (Spy1/RINGO A) y es adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata, facilitando el estudio de la transición G1/S y el daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPDYA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPY1; SPDY1; RINGO3; RINGOA; SPDYA
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	245711
ID de gen	245711
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-313 de SPDYA humana (NP_877433.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5MJ70
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo