

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Thumpd3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv44

Número de artículo: CM0015821

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra THUMPD3, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de modificación y metilación de tRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	THUMPD3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	THUMPD3
Especie	Humana
ID del gen (humano)	25917
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de THUMPD3 humano (NP_056268.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
Código de acceso UniProt	Q9BV44
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo