

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zic1 Para Wb, Elisa - Q15915

Número de artículo: CM0021880

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZIC1, adecuado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. ZIC1 es un factor de transcripción con dedos de zinc esencial para la neurogénesis y el desarrollo del SNC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZIC1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ZIC; CRS6; BAIDCS; ZNF201; ZIC1
Especie	Humano
ID del gen	7545
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-210 de ZIC1 humano (NP_003403.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15915
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo