

Control De Isotipo Igg De Conejo

Número de artículo: CM0009472

Introducción

El control de isotipo IgG de conejo es un anticuerpo monoclonal conjugado con , diseñado como control de isotipo para aplicaciones de citometría de flujo (FC), garantizando una evaluación precisa de la señal de fondo en inmunoensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Control de isotipo IgG de conejo
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Envío	Bolsa de hielo