

Control De Isotipo Igg De Conejo - Control De Isotipo Igg De Conejo Monoclonal

Número de artículo: CM0008897

Introducción

Este control de isotipo IgG de conejo monoclonal conjugado con está diseñado para aplicaciones de citometría de flujo, y funciona como un control negativo fiable para distinguir la unión específica de la no específica de anticuerpos en el análisis celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Control de isotipo IgG de conejo
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintetizado derivado del control de isotipo IgG de conejo.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Envío	Bolsa de hielo