

Control De Isotipo Igg De Conejo - Control De Isotipo Igg De Conejo

Número de artículo: CM0008880

Introducción

El control de isotipo IgG de conejo es un anticuerpo monoclonal obtenido de conejo, diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Actúa como control negativo para evaluar la unión inespecífica y la tinción de fondo en inmunoensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Control de isotipo IgG de conejo
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintetizado derivado del control de isotipo IgG de conejo
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Envío	Bolsa de hielo