

Control De Isotipo De Igg De Conejo -

Número de artículo: CM0004379

Introducción

El control de isotipo de IgG de conejo es un anticuerpo monoclonal para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Sirve como control negativo para diferenciar la señal de fondo no específica de la tinción específica del anticuerpo. Apto para uso en investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Control de isotipo de IgG de conejo
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintetizado derivado del control de isotipo de IgG de conejo
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Envío	Bolsa de hielo