

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra S1 De Espícula De Sars-Cov-2 Para Wb/If/Elisa - Glucoproteína De Espícula

Número de artículo: CM0002204

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la glucoproteína S1 de espícula de SARS-CoV-2. Validado en aplicaciones WB, IF/ICC y ELISA, ideal para la investigación en virología y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalle
Nombre del Producto	SARS-CoV-2 Spike S1 mAb
Observaciones/Alias	glucoproteína de espícula
Especie	SARS-COV-2
ID de Gen (Humano)	SARS-CoV-2
ID de Gen	43740568
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
Envío	Bolsa de hielo