

Rabif Pab De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P47224

Número de artículo: CM0017642



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RABIF (MSS4, RASGRF3) para WB, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Participa en el transporte vesicular mediante el intercambio de nucleótidos de guanina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RABIF pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	MSS4; RASGRF3; RASGRF3; RABIF
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5877
ID del gen	5877
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-123 de RABIF humano (NP_002862.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P47224
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo