

Rad51D Rabbit Mab Para Wb Y Elisa - 075771

Número de artículo: CM0002111



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RAD51D humano (homólogo D de RAD51), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de reparación del ADN y recombinación homóloga.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rad51D Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TRAD; R51H3; BROVCA4; RAD51L3; Rad51D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5892
GeneID	5892
Inmunógeno	Proteína proteica recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de Rad51D humano (075771)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075771
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo