


Mab De Conejo Anti-Rad52 Para Wb, Elisa - P43351

Número de artículo: CM0005259



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Rad52 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Específico para Rad52 humano, involucrado en la reparación de roturas de doble cadena de ADN y la recombinación. Ideal para investigación de daño y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Rad52
Observaciones/Alias	RAD52; Proteína de reparación de ADN homóloga de RAD52; Rad52
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5893
GeneID	5893
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 319-418 de Rad52 humano (P43351).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43351
Peso molecular de la proteína	13kDa/15kDa/25kDa/46kDa
Envío	Bolsa de hielo