

Anticuerpo Policlonal De Conejo Rad54L Para Wb Y Elisa - Q92698

Número de artículo: CM0020180

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RAD54L validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de reparación de ADN y recombinación. Swiss-Prot: Q992698.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAD54L pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HR54; hHR54; RAD54A; hRAD54; RAD54L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8438
GeneID	8438
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 648-747 del RAD54L humano (Q92698)
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q92698
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo