

Anticuerpo Monoclonal De Conejo RalA Para Wb, Elisa - P11233

Número de artículo: CM0007712



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a RalA humana, validado para Western blot y ELISA. Reconoce la proteína RalA humana y de mono (24 kDa, UniProt P11233), una GTPasa implicada en la proliferación celular y el tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RalA mAb de Conejo
Observaciones/Alias	RAL; HINCONS; RalA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5898
GeneID	5898
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-206 de RalA humana (NP_005393.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Mono
SWISS	P11233
Peso Proteico	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo