

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Rala Para Wb Y Elisa - P11233

Número de artículo: CM0015166



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RALA humano (proteína Ral-A relacionada con Ras), validado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre señalización de GTPasas, tráfico de membrana y división celular. 24 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra RALA
Observaciones/Alias	RAL; HINCONS; RALA
Especie	Humano
GeneID (humano)	5898
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-206 de RALA humano (NP_005393.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P11233
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo