

Rangap1 Conejo Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46060

Número de artículo: CM0018092



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RanGAP1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Dirigido a la proteína 1 activadora de GTPasa Ran humana (UniProt P46060), un regulador clave del transporte nuclear mediado por RAN. Ideal para investigación en biología celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RanGAP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SD, Fug1, RANGAP, RanGAP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5905
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 398-587 de RanGAP1 humano (NP_002874.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P46060
Peso Molecular	64kDa
Envío	Bolsa de hielo