

Rangap1 Pab De Conejo - P46060

Número de artículo: CM0030807



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RanGAP1 humana (SWISS: P46060). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para el estudio del transporte nucleocitoplasmático y la activación de GTPasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RanGAP1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SD; Fug1; RANGAP; RanGAP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5905
GeneID	5905
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 398-587 de RanGAP1 humana (NP_002874.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P46060
Peso de la proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo