


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Rapgef6 Para Wb, Elisa - Q8Teu7

Número de artículo: CM0019758



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAPGEF6 validado para WB y ELISA, con reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de las GTPasas Rap1A, Rap2A y M-Ras en tejidos cerebrales y cardíacos. Swiss-Prot: Q8TEU7.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra RAPGEF6
Observaciones/Alias	RAGEF2; PDZGEF2; KIA001LB; PDZ-GEF2; RA-GEF-2; RAPGEF6
Especie	Humano
GeneID	51735 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 145-240 de RAPGEF6 humano (NP_001157858)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q8TEU7
Peso de la proteína	179 kDa
Envío	Bolsa de hielo