

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Raptor Para Wb, Elisa - Q8N122

Número de artículo: CM0021515



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Raptor humano (componente de mTORC1). Validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre detección de nutrientes y crecimiento celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Raptor Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	57521
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 888-1013 de Raptor humano (NP_065812.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N122
Peso Molecular de la Proteína	149 kDa
Envío	Bolsa de hielo