

Rasgrp3 Conejo Pab - Q8lv61

Número de artículo: CM0026375

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RASGRP3 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce RASGRP3 humano y de ratón, un GEF regulado por calcio/DAG para Ras y Rap1. Ideal para estudios de señalización y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RASGRP3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GRP3; RASGRP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25780
GeneID	25780
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 540-689 de RASGRP3 humano (NP_056191.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8IV61
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo