


Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Cd122 De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P16297

Número de artículo: CM0011489



Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con , validado para citometría de flujo, dirigido contra el CD122 (IL-2R β) de ratón. Ideal para la caracterización de células inmunitarias y estudios de señalización en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de rata anti-CD122 de ratón conjugado con
Observaciones/Alias	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	3560
ID del Gen (Ratón)	16185
Inmunógeno	Péptido sintético derivado del CD122 de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P16297
Peso Molecular de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo