

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Ratón Cd3 Para Citometría De Flujo - P04235 / P22646

Número de artículo: CM0005688

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con que dirige las cadenas delta (P04235) y epsilon (P22646) del CD3 de ratón. Validado para citometría de flujo, permite la detección directa de células T en muestras de ratón. Ideal para inmunofenotipificación e investigación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de rata anti-ratón CD3
Observaciones/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	916/915
GeneID	12500/12501
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado del CD3 de ratón.
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P04235/P22646
Peso proteico	19kDa/21kDa
Envío	Bolsa de hielo