

## Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Ratón Cd45R/B220 Para Citometría De Flujo - P06800

Número de artículo: CM0009147

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado a dirigido contra CD45R/B220 de ratón (PTPRC, L-CA, Ly-5). Validado para citometría de flujo (FC), adecuado para inmunofenotipificación de subconjuntos de leucocitos de ratón. Materia prima confiable para uso diagnóstico y de investigación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | anticuerpo monoclonal de Rata anti-Ratón CD45R/B220 |
| Observaciones/Alias | B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4          |
| Especie             | Ratón                                               |
| ID de Gen (Humano)  | 5788                                                |
| ID de Gen           | 19264                                               |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante de CD45R/B220 de ratón        |
| Fuente              | Rata                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                            |
| Aplicación          | FC                                                  |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                               |
| SWISS               | P06800                                              |
| Peso Proteico       | 130kDa/140kDa/144kDa                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                      |