

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Cd45R/B220 De Ratón Para Fc - P06800

Número de artículo: CM0011705

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata dirigido contra el CD45R/B220 de ratón, adecuado para citometría de flujo. Reconoce el antígeno común de leucocitos (L-CA) expresado en células hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de rata anti-CD45R/B220 de ratón
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	5788
ID del Gen	19264
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD45R/B220 de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso Molecular de la Proteína	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Envío	Bolsa de hielo