

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Cd45R/B220 De Ratón Para Citometría De Flujo - P06800

Número de artículo: CM0005424

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata anti-CD45R/B220 de ratón validado para citometría de flujo. Se dirige a la proteína tirosina fosfatasa C de tipo receptor (PTPRC), un marcador leucocitario crítico en ratón para la investigación de la activación de células T y células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de rata anti-CD45R/B220 de ratón
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264/5788
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD45R/B220 de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso molecular de la proteína	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Envío	Bolsa de hielo