

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-F4/80 De Ratón Para Fc - Q61549

Número de artículo: CM0007982

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata de alta especificidad conjugado con , dirigido contra F4/80 (EMR1) de ratón y validado para citometría de flujo. Ideal para la identificación de macrófagos y el perfilado de células inmunitarias en investigaciones inmunológicas y el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de rata anti-F4/80 de ratón
Observaciones/alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
Especie	Ratón
ID génico (humano)	2015
ID génico	13733
Inmunógeno	Proteína recombinante de F4/80 de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61549
Peso de la proteína	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo