

Anticuerpo Monoclonal Rat Anti-Mouse F4/80 Para Citometría De Flujo - Q61549

Número de artículo: CM0012755

Introducción

Anticuerpo monoclonal rat anti-mouse F4/80 validado para citometría de flujo; reacciona con la glucoproteína de macrófago de ratón (GPCR de adhesión de 102 kDa). Ideal para estudios de inmunología en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rat anti-Mouse F4/80 mAb
Observaciones/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Especie	Ratón
GenelD (humano)	2015
GenelD	13733
Inmunógeno	Proteína recombinante de F4/80 de ratón.
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61549
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo