

Anticuerpo Monoclonal De Rata Contra F4/80 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q61549

Número de artículo: CM0005160

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata dirigido a la proteína F4/80 (Adgre1) de ratón, un GPCR de adhesión presente en macrófagos. Validado para citometría de flujo (FC). Este conjugado facilita la detección directa en estudios inmunológicos. Presenta reactividad cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de rata anti-F4/80 de ratón
Observaciones/Alias	Emr1, Ly71, F4/80, Gpf480, TM7LN3, DD7A5-7, EGF-TM7, Adgre1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	2015
GeneID	13733
Inmunógeno	Proteína recombinante de F4/80 de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61549
Peso de la proteína	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo