

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) De Ratón Para Fc - P35461 / P0Cw02

Número de artículo: CM0011799

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con contra Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para la inmunofenotipificación de granulocitos y monocitos en muestras de médula ósea y sangre periférica de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de rata anti-Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de ratón
Observaciones/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Especie	Ratón
GeneID (humano)	8600
GeneID	546644/17067
Inmunógeno	Proteína recombinante de Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35461/P0CW02
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo