

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Ly-6G/Ly-6C De Ratón Conjugado Con Para Fc - P35461 / P0Cw02

Número de artículo: CM0011660

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con dirigido contra Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de ratón para aplicaciones de citometría de flujo. Detecta poblaciones granulocíticas y monocíticas en muestras de ratón. Reconoce tanto los antígenos Ly-6G como Ly-6C.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de rata anti-Ly-6G/Ly-6C de ratón
Observaciones/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	8600
ID del gen	546644/17067
Inmunógeno	Proteína recombinante de Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de ratón
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35461/P0CW02
Peso proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo