

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Ly6G De Ratón Para Fc - P35461

Número de artículo: CM0012425

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con dirigido contra Ly6G de ratón, una proteína de membrana celular anclada a GPI expresada en médula ósea. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (FC), que permite una detección fiable en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de rata anti-Ly6G de ratón
Observaciones/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	80740
ID de gen	546644
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintetizado derivado de Ly-6G de ratón.
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35461
Envío	Bolsa de hielo