

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Ly6G De Ratón Conjugado Con Para Fc - P35461

Número de artículo: CM0010813

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata anti-Ly6G de ratón conjugado con para citometría de flujo (FC). Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC) en modelos de ratón. Ideal para investigación inmunológica e identificación de granulocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de rata anti-Ly6G de ratón
Observaciones/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	80740
ID del gen	546644
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintetizado derivado del Ly-6G de ratón.
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35461
Envío	Bolsa de hielo