


Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Mhc Clase Ii (I-A/I-E) De Ratón Para Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número de artículo: CM0011300



Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata dirigido contra el MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón, adecuado para citometría de flujo. Reconoce H-2Eb, Ia4 y alelos relacionados de ratón. Ideal para investigación en inmunología sobre inmunidad adaptativa y presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Rata anti-MHC Clase II (I-A/I-E) de Ratón
Observaciones/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb
Especie	Ratón
GeneID (Ratón)	14969, 14961, 381091, 14960
Inmunógeno	Proteína recombinante del MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P18468, P06342, Q3U060, P14435
Peso Proteico	~30kDa / ~32kDa / ~26kDa
Envío	Bolsa de hielo