


Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Mhc De Clase Ii (I-A/I-E) De Ratón Para Citometría De Flujo - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número de artículo: CM0011044



Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata dirigido contra las moléculas MHC de clase II (I-A/I-E) de ratón para citometría de flujo. Reconoce la cadena beta de I-A y proteínas relacionadas. Favorece la investigación de la inmunidad adaptativa y la presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de rata anti-MHC de clase II (I-A/I-E) de ratón
Observaciones/alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Especie	Ratón
ID del gen	14969/14961/381091/14960
Inmunógeno	Proteína recombinante del MHC de clase II (I-A/I-E) de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso molecular	30 kDa/32 kDa/26 kDa
Envío	Bolsa de hielo