


Anticuerpo Monoclonal De Rata Contra Mhc Clase Ii (I-A/I-E) De Ratón Para Citometría De Flujo - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número de artículo: CM0006157



Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con dirigido contra MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón para citometría de flujo. Reconocimiento de múltiples alelos con reactividad cruzada en ratón, validado para aplicaciones de CF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM de rata contra MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón
Observaciones/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Especie	Ratón
ID del gen	14969/14961/381091/14960
Inmunógeno	Proteína recombinante de MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso de la proteína	26kDa/30kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo