


Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Mhc De Clase Ii (I-A/I-E) De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número de artículo: CM0005471



Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con dirigido contra el MHC de clase II (I-A/I-E) de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para investigación inmunológica que involucra presentación de antígenos y respuestas de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de rata anti-MHC de clase II (I-A/I-E) de ratón
Observaciones/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Especie	Ratón
GeneID	14969/14961/381091/14960
Inmunógeno	Proteína recombinante del MHC de clase II (I-A/I-E) de ratón
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso Proteico	26kDa/30kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo