


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbfox2 Para Wb, Elisa - O43251

Número de artículo: CM0021431



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RBFOX2 (homólogo 2 de la proteína de unión a ARN fox-1), validado para Western blot (WB) y ELISA con reactividad humana. Ideal para estudios de empalme alternativo, procesamiento de ARNm y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-RBFOX2
Observaciones/Alias	RTA; fxh; FOX2; RBM9; Fox-2; HNRBP2; HRNBP2; dj106120.3; RBFOX2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23543
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de la RBFOX2 humana (NP_001026865.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O43251
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo