

Anticuerpo Policlonal De Conejo Rbm20 Para Wb, Elisa - Q5T481

Número de artículo: CM0024330

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RBM20 validado para WB y ELISA, dirigido a la proteína RBM20 humana, un regulador de empalme cardiaco. Ideal para investigación en enfermedades cardiovasculares. - Q5T481

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RBM20 Rabbit pAb
Especie	Humano
ID genético	282996 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 820-980 de la RBM20 humana (NP_001127835.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q5T481
Peso de la proteína	134kDa
Envío	Bolsa de hielo