


Rbmy1A1 Rabbit Pab - P0Djd3

Número de artículo: CM0019373



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo RBMY1A1 validado para IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige al factor de empalme específico de testículo de 56kDa RBMY1A1 (SWISS: P0DJD3).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBMY1A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RBM; RBM1; RBM2; RBMY; YRRM1; YRRM2; RBMY1C; RBMY1A1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5940
ID de Gen	5940
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-300 del RBMY1A1 humano (NP_005049.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0DJD3
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo