


Rbp2 Conejo Pab - P50120

Número de artículo: CM0024749



Introducción

El RBP2 Conejo pAb de CamelBio es un anticuerpo policlonal de conejo contra el RBP2 humano (CRBP-II), validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Facilita los estudios de transporte intracelular de retinol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CRBP2; RBPC2; CRBP-II; CRABP-II; RBP2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5948
GeneID	5948
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-134 del RBP2 humano (NP_004155.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50120
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo