


Rbx1 Rabbit Pab Para Wb Y Elisa - P62877

Número de artículo: CM0017939



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RBX1 (ROC1) humano, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la ligasa de ubiquitina en las vías del ciclo celular y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RBX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ROC1; RNF75; BA554C12.1; RBX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9978
GeneID	9978
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de RBX1 humano (NP_055063.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P62877
Peso proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo