


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Rchy1 Para Wb Y Elisa - Q96Pm5

Número de artículo: CM0003120



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo RCHY1 para WB y ELISA, dirigido contra RCHY1 humano (Q96PM5), una E3 ubiquitina ligasa involucrada en la degradación de p53 y el control de calidad ribosomal. Ideal para investigación en cáncer y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Detalles                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | RCHY1 Rabbit mAb                                                                                                              |
| Notas / Alias       | ZCHY; ARNIP; CHIMP; PIRH2; RNF199; ZNF363; PRO1996; RCHY1                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                        |
| ID del gen          | 25898 (Humano)                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-261 de RCHY1 humano (Q96PM5) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                      |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                        |
| SWISS               | Q96PM5                                                                                                                        |
| Peso de la proteína | 30kDa                                                                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                |