

Anticuerpo Policlonal De Conejo Rec8 (Ratón) - Rec8

Número de artículo: CM0016701

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína REC8 de ratón (67kDa). Validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada a rata. El inmunógeno recombinante corresponde a los aminoácidos 194-561. Ideal para investigación en meiosis y cohesión cromosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	REC8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	mrec; Rec8L1; REC8
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	9985
ID del Gen (Ratón)	56739
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 194-561 de REC8 de ratón (NP_064386.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo