

Pab De Conejo Reg3G - Reg3G De Ratón

Número de artículo: CM0019969

Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra REG3G de ratón (REG-3-gamma), con especificidad para muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA en investigaciones sobre reparación tisular y enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo REG3G
Observaciones/Sinónimos	REG-3-gamma; reg III-gamma; REG3G
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	130120
ID del gen	19695
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 27-174 de REG3G de ratón (NP_035390.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
Peso proteico	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo