

Rel Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q04864

Número de artículo: CM0017617

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra REL humano (c-Rel) para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y rata. Participa en la señalización de NF-kB y la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	REL Rabbit pAb
Notas/Alias	C-Rel; IMD92; HIVEN86A; REL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5966
GeneID	5966
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la proteína REL humana (NP_002899.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04864
Peso proteico	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo